

Cómo utilizar las tiras reactivas de fentanilo

Las tiras reactivas de fentanilo pueden detectar la presencia de fentanilo en distintos tipos de drogas.

- ◆ Las tiras reactivas de fentanilo no son 100% exactas y las drogas pueden seguir conteniendo fentanilo. Utilízalas con precaución.
- ◆ Las tiras reactivas de fentanilo indican si puede haber fentanilo o no, pero no te dicen cuánto fentanilo hay.
- ◆ Cada tira reactiva sólo puede utilizarse una vez. Deséchalas después de realizar la prueba.



1. Prepara el suministro

Lo ideal es probar todas tus drogas. Prueba 5 mg de la sustancia (aproximadamente la cantidad necesaria para cubrir la mitad del cabello de Abe Lincoln en un penique).

2. Mezcla con agua

Mezcla el polvo en agua limpia (1 cucharadita) hasta que esté completamente disuelto. El fentanilo tiende a aglutinarse, así que asegúrate de mezclarlo bien antes de probarlo.



3. Haz prueba de la muestra

Sujeta el extremo azul sólido de la tira y sumerge el extremo de la línea ondulada de la tira en el agua durante 15 segundos.

4. Espera

Coloca la tira en posición horizontal, lejos de cualquier cosa absorbente. Espera 5 minutos.



Cómo leer los resultados

Prueba positiva:		Fentanilo Detectado
Prueba negativa:		Fentanilo no Detectado
Prueba inválida:		Prueba de nuevo con una nueva tira